

銅ポインターのパワー鋳鍼



小：長さ120mm 太さφ5mm 重さ20g
中：長さ120mm 太さφ8mm 重さ48g
大：長さ120mm 太さφ10mm 重さ74g

🌸 銅ポインターの活用術

顔面のお灸はとても気を使います。

銅ポインターを40℃程度のお湯に入れて温め、
顔面のツボに当てたりこすったりして
刺激をしますと、温灸の代わりに使えます。
銅ポインターは2～3分で冷めます。

商品名:銅ポインター

商品コード:KN-489

A: (小) 定価:2,850円 税込:3,135円

お渡し価格:2,280円 税込:2,508円


B: (中) 定価:3,500円 税込:3,850円

お渡し価格:2,800円 税込:3,080円

C: (大) 定価:3,900円 税込:4,290円

お渡し価格:3,120円 税込:3,432円

KNチタン鋳針



長さ110mm φ7mm 重さ18g

🌿 チタンの特徴 🌿

実はとてもやさしい素材なんです。

♥️とても軽くて♥️サビにくく♥️お肌にやさしい
金属アレルギーが起こりにくいのも
うれしいポイント 🌸

商品名:KNチタン鋳針

商品コード:KN-499

定価:4,000円 税込:4,400円

お渡し価格:3,200円 税込:3,520円



株式会社 **カナケン**

■本社 横浜 TEL 045-901-5471 FAX 045-902-9262
■大阪営業所 TEL 06-6935-3016 FAX 06-6935-3017
■新潟営業所 TEL 025-286-0521 FAX 025-286-8870
■福島営業所 TEL 024-961-7211 FAX 024-961-7221
■仙台出張所 TEL 022-287-6273 FAX 022-287-6218